



**X-RAY**





# X-RAY

## OCHRANNÉ BRÝLE MDT X-RAY



Všechny ochranné brýle vyrobené společností MDT X-RAY jsou dodávány se sprejem proti zamlžování (i-Spray), čistící utěrkou (i-Clean), fixační šňůrkou (i-Cord) a luxusním úložným boxem (i-Safe). Všechny tyto položky mohou být zakoupeny také samostatně.

## NIKE BLUE

Brýle Nike Blue mají pohodlný, lehký a odolný rám. Speciální gumové nosní opěrky umožňují ventilaci a zajišťují pohodlí, díky nimž jsou tyto brýle vhodné pro intenzivní použití. Sportovní styl tohoto rámu a jeho plášť nabízí veškerou ochranu pro vaše oči, kterou potřebujete. Model Nike Blue je standardně vybaven extra boční ochranou rámu.

- Váha: 70 gramů
- Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
- Boční ochrana: 1,0 mm Leq
- Materiál: lehký nylon
- Dostupné bez lékařského předpisu
- Barva: matná černá s modrými akcenty



## NIKE SILVER

Brýle Nike Silver mají pohodlný, lehký a odolný rám stejně jako model Nike Blue. Speciální gumové nosní opěrky umožňují ventilaci a zajišťují pohodlí, díky nimž jsou tyto brýle vhodné pro intenzivní použití. Sportovní styl tohoto rámu a jeho plášť nabízí veškerou ochranu pro vaše oči, kterou potřebujete. Model Nike Silver je standardně vybaven extra boční ochranou rámu.

- Váha: 70 gramů
- Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
- Boční ochrana: 1,0 mm Leq
- Materiál: lehký nylon
- Dostupné bez lékařského předpisu
- Barva: matná černá se stříbrným logem



## FOCUS

Brýle Focus jsou velmi pohodlné, mají sportovní vzhled, jejich lehký rám je vyrobený z materiálu TR90. Gumové nosní opěrky zajišťují extra pohodlí a činí brýle vhodnými pro intenzivní použití, zatímco sportovní styl tohoto rámu a jeho plášť nabízí nejlepší ochranu vašich očí. Velké zakřivení čoček automaticky zajišťuje boční ochranu.

- Váha: 70 gramů
- Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
- Materiál: TR90
- Dostupné bez lékařského předpisu
- Barva: matná černá s modrými akcenty

TR90 je nový materiál, který rychle získává popularitu. Je to druh plastu ze skupiny polyamidů, termoplastický. Vypadá podobně jako nylon, je lehký, dobře drží, je to velmi pružný materiál, který je zároveň silnější.




## DISCOVERY

Brýle Discovery (1) jsou radiační ochranné brýle s antireflexní vrstvou s možností upevnění dioptrického klipu.

- brýle jsou vybavené měkkými odnímatelnými bočnicemi s patentovanými ochrannými vlastnostmi proti RTG záření (2)
- brýle mají zcela nastavitelné a měkkké nosní opěrky (3)
- „Clip-on frame“ – vyjímatelný klip pro dioptrické brýle, nejflexibilnější a nákladově nejefektivnější řešení pro dioptrické brýle. Váš optik zhotoví dioptrická skla do klipu, který se upevní na rám brýlí. V případě změny dioptrií je možné skla v klipu vyměnit bez dalších nákladů na nákup nových ochranných brýlí (4)

- Váha: 76 gramů
- Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
- Boční ochrana: 0,5 mm Leq
- Materiál: TR90
- Dostupné bez lékařského předpisu
- Barva: modrá



## FITOVER BRÝLE (brýle přes brýle)

### Delta

Ochranné brýle Delta nabízí nejvyšší úroveň ochrany očí. Odolný rám je vhodný pro intenzivní použití, brýle se mohou používat jako klasické ochranné brýle nebo jako ochranné brýle přes brýle.

- Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
- Boční ochrana: 1,0 mm Leq
- Materiál: polykarbonát
- Dostupné bez lékařského předpisu
- Barva: černá
- Šířka: 15 cm



### Cross

Model Cross jsou univerzální brýle. Díky konstrukci rámu je možné je nosit na většině běžných rámu. Přidaná boční ochrana přispívá k vysoké úrovni ochrany, kterou tyto brýle nabízejí. Velký a dobře tvarovaný rám zajišťuje dokonalé rovnoměrné rozložení hmotnosti a nejvyšší úroveň pohodlí.

- Váha: 86 gramů
- Ochranné čočky: 0,5 mm Leq
- Boční ochrana: 1,0 mm Leq
- Materiál: polykarbonát
- Dostupné bez lékařského předpisu
- Barva: černá, želví
- Šířka: 17 cm



## OCHRANNÉ OBLIČEJOVÉ MASKY MDT X-RAY

Obličejové masky jsou vyrobené z akrylátu s impregnací 0,1 mm Leq a jsou vybavené nastavitelnou čelenkou. Čelenka je nastavitelná ve dvou směrech-jedna umožňuje nastavení přes horní část hlavy a druhá přes čelo. Akrylátová maska může být díky těmto čelenkám umístěna přes obličej v různých úhlech, aby se minimalizovalo rozptylové záření. K čištění masky se používá pouze čistá utěrka i-Clean a i-Spray. Jiné čisticí prostředky mohou poškodit materiál masky. Sterilizace za vysokého tlaku a teploty není možná.



Maska 006

Materiál: transparentní akrylát  
Pratelné bavlněné kryty nastavitelných pásek  
Ochrana 0,1 mm Leq  
Výška štítu: 12 cm



Maska 007

Materiál: transparentní akrylát  
Pratelné bavlněné kryty nastavitelných pásek  
Ochrana 0,1 mm Leq  
Výška štítu: 20 cm

Autorizovaný distributor v ČR:

**CARDION s.r.o.**  
Rybnická 136, 634 00 Brno  
Kancelář: Veslařská 199, 637 00 Brno  
Email: [objednavky@cardion.cz](mailto:objednavky@cardion.cz)

**cardion** [www.cardion.cz](http://www.cardion.cz)

Kontakt: • Soňa Votavová, tel: + 420 702 214 071  
• Radmila Válková, tel: + 420 720 026 200