

Tomu komu má být určeno

V Brně, 29.4.2011

Věc: **Prohlášení o MRI kompatibilitě srdečních chlopní/ringů SJM**

Firma CARDION s.r.o., výhradní distributor produktů společnosti St.Jude Medical Inc., tímto potvrzuje, že všechny v současnosti i minulosti distribuované a implantované srdeční chlopně a anuloplastické ringy SJM (především tedy mechanické srdeční chlopně modely xxAGFN-756, xxMJ-501, xxMECJ-502, biologické chlopně modely ESP100-xx, E100-xxM, EL-xxA, EL-xxM, B10-xxA, B10-xxM, anuloplastické ringy modely SARP-xx, TARP-xx) jsou MRI kompatibilní (testováno pro statické magnetické pole 3 Tesla nebo méně a prostorový gradient 525 Gauss/cm nebo méně).

Všechny tyto produkty buď neobsahují kovové komponenty, nebo byla jednoznačně stanovena MRI kompatibilita použitých kovových materiálů. Kvalita zobrazení však může být omezena, pokud je vyšetřovaná oblast v místě nebo relativně blízko implantované chlopně/ringu (artefakty zobrazení).

S pozdravem.

CARDION s.r.o.
Rybnická 136, 634 00 Brno
Tel: +420 547 241 313
Tel/fax: +420 547 241 314



Mgr. Petr Havlíš
Vedoucí kardiologické divize
CARDION s.r.o.